

# Cámara de crecimiento

Código ING-I1002PH

## **Incubadoras Modelo I-1002PH (código ING-I1002PH):**

**Cámara de crecimiento vegetal, programable y control de humedad, marca INGELAB modelo I-1002PH:**

**Gabinete** con interior en ABS aislado y exterior de zinc esmaltado, con doble puerta.

**Homogeneización interna** mediante circulación forzada de aire.

Sistema de enfriamiento con motocompresor y refrigerante ecológico R290.

Provista con 8 estantes esmaltados tipo rejilla, de 54 x 50 cm, regulables en 14 posiciones

**Control de temperatura** con microprocesador, con lectura digital.

Rango: +5°...+50°C

Resolución: 0.1°C

Estabilidad: ±0,5°C

**Control de humedad relativa:**

Rango: +40%...90% RH (no disponible en todas las temperaturas)

Resolución: 1% RH

Exactitud: ±3.5% RH

**Display LCD** de 128 x 64 pixeles con retroiluminación.

Visualización de la temperatura actual y de la programada.

Menú de ajuste y programación incorporado.

**Programación** de hasta 4 ciclos en forma horaria, temporal y/o rampas de temperatura.

Posibilidad de finalizar o reiniciar cada programa luego del último **ciclo** del mismo o de **concatenar** programas. Almacenamiento en memoria de hasta 4 programas de hasta 4 ciclos cada uno.

Visualización gráfica del programa en curso.

**Alarma** por diferencias de temperatura variable respecto a la programada y por corte de energía eléctrica.

Sistema de seguridad de corte de luces por desvío de la temperatura, programable a la temperatura deseada de corte y de encendido de las luces.

Provista de dos tomas internas de 220V 50Hz.

Dimensiones Internas útiles: (145 x 54 x 50 cm) x 2,

Dimensiones externas: 218 x 120,5 x 65 cm.

Alimentación 220V / 50Hz.

Procedencia: Fabricación nacional

